

DISPOSITIFS POUR ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE SOUS ECHOGRAPHIE



DEUX SETS STÉRILES

Permettent la pratique de l'A.L.R dans les meilleures conditions d'asepsie.

- Réf. 96 93 27 61 : Set stérile pour **injection unique**.



Ce set comprend :
Une **gaine courte** pré-enroulée pour sonde d'échographie conditionnée sous sachet protecteur pré-découpé.




Le **gel d'échographie** (20 ml) conditionné sous double emballage.

- Réf. 96 93 27 62 : Set stérile pour **injection continue**.

1 plateau blanc 20.8 x 14.6 x 4 cm

Le **gel d'échographie** (20 ml) conditionné sous double emballage.

2 badigeons petits modèles



3 cupules rondes translucides

1 serviette absorbante

Une **gaine longue transparente** 122 x 15,2 cm pliage adapté pour faciliter l'introduction de la sonde.


- Conditionnée dans un sachet protecteur pré-découpé.

- Un élastique (sans latex) pour éviter l'introduction d'air et maintenir le gel d'échographie à l'extrémité distale.



UN BRAS DE SOUTIEN POUR SONDE D'ÉCHOGRAPHIE

Maintient la sonde en situation, et libère les mains de l'opérateur.



Constitué de :

- ➔ Une **mâchoire de fixation universelle** adaptable à tous types de supports (brancards, lits...)
- ➔ **2 flexibles de rigidité** différente :
 - Le premier permet de pré-positionner la sonde à 2 mains,
 - Le second, plus flexible pour affiner le positionnement, est manipulable d'une main
- ➔ Le **soutien sonde** : garantit la stabilité et le maintien de la sonde; adapté à chaque échographe.



Le bras et le support sonde sont recouverts d'un revêtement lisse facilitant le nettoyage.

- Réf. 7507.511 : bras de maintien pour sonde d'échographie de type **GE**
- Réf. 7507.512 : bras de maintien pour sonde d'échographie de type **Sonosite**
- Réf. 7507.513 : bras de maintien pour sonde d'échographie de type **Kontron**

VYGON

LA VIE, PLUS QU'UN MOT.

5, rue Adeline 95440 Ecouen France
Tél. : 01 39 92 63 63 Fax : 01 39 90 29 37
www.vygon.fr

Les informations et caractéristiques contenues dans ce document sont à titre indicatif et ne peuvent avoir une valeur contractuelle.

SETS SUR MESURE

COMPOSEZ DES SETS DÉDIÉS À L'ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE POUR INJECTION UNIQUE OU INJECTION CONTINUE.



CHOIX D'AIGUILLES ET DE CATHÉTERS

INJECTION UNIQUE :

AIGUILLES LOCOPLEX®- BISEAU 30°	Qté
Ref. 5194.253 : longueur : 25mm	<input type="text"/>
Ref. 5194.353 : longueur : 35mm	<input type="text"/>
Ref. 5194.503 : Longueur : 50mm	<input type="text"/>
Ref. 5194.853 : Longueur : 85mm	<input type="text"/>
Ref. 5194.103 : Longueur : 100mm	<input type="text"/>
Ref. 5194.123 : Longueur : 120mm	<input type="text"/>

INJECTION CONTINUE :

CATHÉTER TECHNIPLIX® SANS MANDRIN + AIGUILLE. D'INTRODUCTION BISEAU 30°	Qté
Ref. 5195.353 : Longueur 35 mm	<input type="text"/>
Ref. 5195.503 : Longueur 50mm	<input type="text"/>
Ref. 5195.103 : Longueur 100mm	<input type="text"/>
CATHÉTER TECHNIPLIX® AVEC MANDRIN + AIGUILLE D'INTRODUCTION BISEAU 30°	
Ref. 5195.5031 : Longueur 50mm	<input type="text"/>
Ref. 5195.1031 : Longueur 100mm	<input type="text"/>
CATHÉTER STIMULANT ÉCHOGENÈ SILVERSTIM® + AIGUILLE D'INTRODUCTION BISEAU 30°	
Ref. 5198.5033 : Longueur 50mm	<input type="text"/>
Ref. 5198.1233 : Longueur 100mm	<input type="text"/>
CATHÉTER STIMULANT ÉCHOGENÈ SILVERSTIM® + AIGUILLE D'INTRODUCTION TYPE TUOHY	
Ref. 5198.506 : Longueur 50mm	<input type="text"/>



AUTRES ÉLÉMENTS :

POUR ÉCHOGRAPHIE :	Qté
Gaine courte de sonde	<input type="text"/>
Gaine longue de sonde	<input type="text"/>
Gel d'échographie 20ml	<input type="text"/>
Serviette absorbante 30 x 40 cm	<input type="text"/>



SERINGUES STANDARDS

	Qté
2,5ml * L/S	<input type="text"/>
5ml * L/S * L/L	<input type="text"/>
10ml * L/S * L/L	<input type="text"/>
20ml * L/S * L/L	<input type="text"/>



CUPULES

Cupule blanche 62 x 72 ... 60 ml	<input type="text"/>
Cupule cristal 62 x 72 ... 60 ml	<input type="text"/>
Cupule transparente 120 ml	<input type="text"/>
et graduée	



AIGUILLES HYPODERMIQUES

18G 40 mm	<input type="text"/>
19G 50 mm	<input type="text"/>
20G 40 mm	<input type="text"/>
21G 40 mm	<input type="text"/>
22G 25 mm	<input type="text"/>
23G 30 mm	<input type="text"/>
25G 16 mm	<input type="text"/>
27G 13 mm	<input type="text"/>



AUTRES

Badigeon	<input type="text"/>
Compresse	<input type="text"/>
Pince kocher	<input type="text"/>
Aiguille filtre	<input type="text"/>