

Sondes vésicales

420 Sonde vésicale droite - 40 cm

Sonde vésicale de type Nélaton
PVC - Transparente avec ligne O.R.X.
Fr 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 24.



422 Sonde vésicale béquillée - 40 cm

Sonde vésicale de type Mercier (PVC).
Fr 08 - 10
Fr 12 - 14 - 16 - 18 - 21.



424 Sonde vésicale droite - 18 cm

Sonde vésicale (PVC).
Fr 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16.



425 Sonde vésicale béquillée - 18 cm


Sonde vésicale (PVC).
Fr 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18.



KatKath™ - Sonde urinaire

Sonde urinaire pour félin, minimisant le traumatisme. Simple d'utilisation.
Fabriquée dans un matériau réduisant torsion et plicature, KatKath™ ne nécessite pas de mandrin.

Code.	Désignation
1VT79902001	Set de sondage urinaire félin avec KatKath™ 11 cm
1VT79902002	Set de sondage urinaire félin avec KatKath™ 14 cm



Diurèse horaire

469.00 Appareil pour la diurèse horaire (PC) - 220 ml

Equipé d'une poche amovible (code 469.20).
Permet une lecture précise des premières urines.
Sites de prélèvement sur le raccord à la sonde vésicale et sur le réservoir de lecture.



Code 469.00

469.50 Appareil pour la diurèse horaire en système clos (PC)

Tubulure Long. 1,20 m.
Equipé d'une poche à urine fixe avec dispositif de vidange et valve anti-retour.
Permet une lecture précise des premières urines.
Sites de prélèvement sur le raccord à la sonde vésicale et sur le réservoir de lecture.



Code 469.50

469.20 Poche de rechange pour appareil de diurèse horaire

Poche non vidangeable (PVC) - 2 000 ml.
Stérile intérieurement.



Code 469.20

Accessoires

451.00 Poire à irrigation et aspiration - 100 ml

Conditionnement en blister rigide.



Code 451

478.00 Fosset pour sondes ou Bouchon pour seringue à gros embout



Code 478