



NUTRITION ENTÉRALE  
Offre Globale DMA



Pour la néonatalogie  
et la pédiatrie



Value Life

# Une gamme de DMA facile à utiliser

## Pousse-seringue entéral



### Caractéristiques et informations complémentaires :

- Compatible avec toutes les marques de seringues nutrisafe2 et nutritif
- Précision du débit  $\pm 2\%$
- Alarmes visuelles et sonores
- Possibilité de régler le niveau sonore
- Historique jusqu'à 2 000 événements
- Recherche du volume délivré
- Réglage de la pression de détection d'occlusion

- Poids : 2,25 kg (avec support)
- Taux de purge : 400 à 1500 ml / h
- Débit : 0,1 à 1500 ml / h
- Batterie : Ni-MH
- Autonomie de la batterie : 6 heures

**Référence du Pousse-seringue**  
**0VKSN50C6**



## ● Chauffe-biberon



### Caractéristiques et informations complémentaires :

- Réchauffage à sec\*
- Fonctionne avec un seul biberon
- Permet uniquement de réchauffer un biberon entre -1°C et 4°C
- Ne doit être utilisé que pour réchauffer un biberon entre -1°C et 4°C
- Dimensions : 31 x 30 x 19 cm (H x L x P)
- Puissance : 1000 W
- Poids : 5 kg

### Référence du Chauffe-biberon OVECB1



\* Le réchauffage à sec est recommandé par l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'Environnement et du travail).

## ● Pompe de nutrition entérale easymoov6



### Caractéristiques et informations complémentaires :

- Poids : 650 gr (avec batterie)
- Gamme de débit : 1 à 400 ml/h (incrément de 1 ml)
- Gamme de volume : 1 à 9 999 ml (incrément de 1 ml)
- Batterie : Ni-MH
- Autonomie de la batterie : 20 h à 125 ml/h
- Temps de charge : 2 h 30
- Purge automatique

### Référence de la Pompe easymoov6 OVEPM6



# Pompes de nutrition entérale easy**lit**

easy**lit** est une gamme de pompes de nutrition entérale adaptées aux besoins stationnaires, idéales pour une alimentation de nuit et patients hospitalisés.

Deux modèles sont disponibles :  
easy**lit**4 : pompe stationnaire à débit programmable.  
easy**lit**6 : pompe stationnaire à débit et volume programmables.



## Caractéristiques et informations complémentaires :

- Intuitive : courbe d'apprentissage réduite
- Puissante : le rotor péristaltique continu permet aux pompes de délivrer des nutriments à haute viscosité.
- Silencieuse : le rotor péristaltique évite le bruit répétitif du "start and stop".
- Sûre : alarmes visuelle et auditive calibrées pour éviter les alarmes intempestives dues à des surpressions (en cas de toux, brèves plicatures, etc...).



- Poids : 1 400 gr
- Gamme de débit : 1 à 600 ml / h par incrémentation de 1 ml
- Batterie : Ni-MH
- Autonomie de la batterie : 7 h à 125 ml / h
- Purge automatique

Pompe stationnaire easy**lit**4  
**OVEPL4**



- Poids : 1 400 gr
- Gamme de débit : 1 à 600 ml / h par incrémentation de 1 ml
- Gamme de volume : 1 à 9999 ml par incrémentation de 1 ml
- Batterie : Ni-MH
- Autonomie de la batterie : 7 h à 125 ml / h
- Purge automatique

Pompe stationnaire easy**lit**6  
**OVEPL6**



Le pousse-seringue est un dispositif médical non stérile de classe IIb, conforme à la directive 93/42/CEE, selon l'annexe II.3.  
Certification établie par TUV SUD, organisme notifié n°0123. Dispositif fabriqué par Sino Medical-Device Technology et distribué par Vygon.

Le chauffe-biberon est conforme aux directives 2014/35/CE ; 2014/30/CE ; 2011/65/CE.  
Dispositif fabriqué par JP SELECTA et distribué par Vygon. Consultez la notice pour plus d'informations.

Les pompes de nutrition *easy*moov6, *easy*lit4 et *easy*lit6 sont des dispositifs médicaux non stériles de classe IIa, conformes à la directive 93/42/CEE.  
Certifications établies par SGS Belgique, organisme notifié n°1639. Dispositifs fabriqués par Medwin France et distribués par Vygon.

## OBSTÉTRIQUE NÉONATOLOGIE ENTÉRAL

**Pour plus d'informations, contactez-nous : [questions@vygon.com](mailto:questions@vygon.com)**

Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre d'information uniquement et n'ont pas de valeur contractuelle.

---

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE  
SIRET : 325 241 750 00067 • RCS Pontoise  
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 – Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81  
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15  
Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44 • [www.vygon.com](http://www.vygon.com)



[www.vygon.com](http://www.vygon.com)